
















Symboles sur votre produit

	Indication du type
	Numéro de catalogue
	Numéro de série
	Numéro du lot
	Dispositif médical
	Fabricant
	Date de fabrication
	Déclaration de conformité
	Attention: information importante
	Il est conseillé de lire le manuel
	Il est obligatoire de lire le manuel avant utilisation
	Risque de coincement
	Usage à l'intérieur uniquement
	Poids maximum de l'utilisateur en kg
	Déclivité sûre maximale en ° (degrés)



Ne convient pas pour être utilisé comme siège dans un véhicule motorisé



Peut être utilisé comme siège dans un véhicule automobile ; points d'attaches indiqués.



Vitesse maximale



Pour appareils électriques uniquement: Classe de protection II



Uniquement pour les appareils électriques : Ne jetez pas les pièces avec les ordures ménagères ! Soumettre à un recyclage approprié.



Charge maximal du panier